


Anti-Acly ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If、Elisa用） - P53396

商品番号: CM0017545



前書き

ヒトACLY（ATP-クエン酸シンターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。代謝研究やIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACLY Rabbit pAb
備考/別名	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
種	ヒト
GeneID (ヒト)	47
GeneID	47
免疫原	ヒトACLY (NP_001087.2) のアミノ酸752-1101に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53396
タンパク質分子量	121kDa
配送	氷袋