


## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Aclyウサギモノクローナル抗体 - P53396

商品番号: CM0005047



## 前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗ACLYウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのACLYと反応します。脂質代謝、がん代謝、代謝性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 説明                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | ACLY ウサギmAb                                             |
| 備考・別名       | ACL; ATPCL; CLATP; ACLY                                 |
| 対象種         | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 47                                                      |
| GeneID      | 47                                                      |
| 免疫原         | ヒトACLY (NP_001087.2) のアミノ酸752～1101番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                               |
| 応用用途        | WB、IHC-P、ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | P53396                                                  |
| タンパク質分子量    | 121kDa                                                  |
| 発送方法        | 保冷剤                                                     |