

抗Acmsdウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Tdx5

商品番号: CM0023578



前書き

ヒトACMSDに対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。トリプトファン代謝研究で検証済みです。推定分子量は38 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACMSD ウサギpAb
備考/別名	ACMSD
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	130013
GeneID	130013
免疫原	ヒトACMSD（NP_612199.2）のアミノ酸1-336に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8TDX5
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋