


Anti-Aconitase 1 (Aco1) ポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P21399

商品番号: CM0026701



前書き

ヒト Aconitase

1 (ACO1/IRP1) を標的とするウサギポリクローナル抗体 (WB、ELISA用)。ヒト、マウス、ラットサンプルで検証済み。鉄代謝およびTCAサイクル研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Aconitase 1 (ACO1) ウサギpAb
備考/別名	IRP1; ACONS; HEL60; IREBI; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	48
GeneID	48
免疫原	ヒト Aconitase 1 (ACO1) (P21399) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P21399
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ