


Anti-Aconitase 1 (Aco1) ポリクローナル抗体（Wb用） - P21399

商品番号: CM0025509



前書き

ヒト Aconitase 1 (ACO1、別名IRP1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットで検
証済み。98kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Aconitase 1 (ACO1) Rabbit pAb
備考/別名	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	48
GeneID	48
免疫原	ヒトAconitase 1 (ACO1) (NP_002188.1) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21399
タンパク質分子量	98kDa
配送	氷袋