


抗アコニターゼ1 (Aco1) ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P21399

商品番号: CM0011250



前書き

ヒトアコニターゼ1 (ACO1/IRP1)

に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。鉄代謝および遺伝子制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アコニターゼ1 (ACO1) ウサギmAb
備考/別名	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	48
GeneID	48
免疫原	ヒトアコニターゼ1 (ACO1) (P21399) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21399
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ