

抗アコニターゼ2（Aco2）ウサギモノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa用途 - Q99798

商品番号: CM0006146

前書き

ヒトアコニターゼ2（ACO2）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアTCA回路酵素の機能や関連する神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アコニターゼ2 (ACO2) ウサギmAb
別名	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50
GeneID	50
免疫原	組換えタンパク質 ヒトアコニターゼ2 (ACO2) (Q99798)のアミノ酸1-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99798
タンパク質分子量	85kDa
輸送方法	保冷剤