

Anti-Aconitase 2 (Aco2) ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa対応） - Q99798

商品番号: CM0026798

前書き

ヒトAconitase 2 (ACO2)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB, IF/ICC, IHC-P, ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア代謝およびTCAサイクルの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Aconitase 2 (ACO2) Rabbit pAb
備考/別名	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50
遺伝子ID	50
免疫原	組換えられたタンパク質 ヒトAconitase 2 (Aconitase 2 (ACO2)) (NP_001089.1) のアミノ酸501-780に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q99798
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ