

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Acot2ポリクローナル抗体 - P49753

商品番号: CM0014622



前書き

ACOT2に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア脂肪酸酸化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACOT2ウサギpAb
備考/別名	MTE1; PTE2; CTE1A; PTE2A; CTE-1A; ZAP128; ACOT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10965
GeneID	10965
免疫原	ヒトACOT2 (NP_006812.3) のアミノ酸222～483に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49753
タンパク質分子量	53kDa
配送	保冷バッグ