

Wb、Elisa用 Anti-Acot8 ウサギポリクローナル抗体 - O14734

商品番号: CM0017374

前書き

ヒトサンプルにおけるウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのACOT8ウサギポリクローナル抗体。脂肪酸代謝、胆汁酸処理、宿主-ウイルス相互作用に関与するペルオキシソーム酵素であるアシル-CoAチオエステラーゼ8（ACOT8）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ACOT8 ウサギ pAb                                                  |
| 備考/別名       | hTE; NAP1; PTE1; PTE2; PTE-1; PTE-2; HNAACTE; hACTE-III; ACOT8 |
| 種特異性        | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 10005                                                          |
| GeneID      | 10005                                                          |
| 免疫原         | ヒトACOT8（NP_005460.2）のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。            |
| 由来          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                      |
| 適用          | WB, ELISA                                                      |
| 交差反応性       | ヒト                                                             |
| SWISS       | O14734                                                         |
| タンパク質分子量    | 36kDa                                                          |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                          |