

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Acox1 モノクローナル抗体 - Q15067

商品番号: CM0007482

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用
高品質ACOX1ウサギmAb。ヒト、マウス、ラットの
ペルオキシソーム アシル-
CoAオキシダーゼ1（分子量74kDa）に特異的。代謝
およびペルオキシソーム障害研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACOX1 ウサギ mAb
備考/別名	AOX, ACOX, SCOX, MITCH, PALMCOX, ACOX1
種	ヒト
GeneID	51
免疫原	ヒトACOX1 (NP_004026.2) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15067
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷バッグ