

Anti-Acox2 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q99424

商品番号: CM0018399

前書き

ヒトACOX2を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。分岐鎖脂肪酸のペルオキシソームβ酸化および胆汁酸合成の研究に適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACOX2 Rabbit pAb
備考/別名	BCOX; BRCOX; CBAS6; THCCox; BRCACOX; ACOX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8309
遺伝子ID	8309
免疫原	ヒトACOX2 (NP_003491.1) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99424
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋