

抗Acox3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O15254

商品番号: CM0020660

前書き

ペルオキシソームのアシルコエンザイムAオキシダーゼ3（ACOX3）を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いるWB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みです。分岐鎖脂肪酸代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACOX3 Rabbit pAb
別名	ACOX3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8310
遺伝子ID	8310
免疫原	ヒトACOX3（NP_001095137）のアミノ酸10-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15254
タンパク質分子量	78kDa
輸送方法	氷袋