

WbおよびElisa用抗Acp1（Lmw-Ptp）ウサギポリクローナル抗体 - P24666

商品番号: CM0019546



前書き

ヒトACP1（LMW-PTP、HAAP）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと反応します。チロシンホスファターゼ活性および関連するシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACP1 ウサギ pAb
備考／別名	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	52
GeneID	52
免疫原	ヒトACP1（NP_004291.1）のアミノ酸15～144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24666
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ