

抗Acp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P24666

商品番号: CM0016364



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの抗ACP1ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのACP1（18 kDa）と反応し、チロシンリン酸化や酸性ホスファターゼ活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACP1 Rabbit pAb
別名	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	52
遺伝子ID	52
免疫原	ヒトACP1（NP_009030.1）のアミノ酸1～158番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24666
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤