


Wb、If、Ihc、Elisa用 Anti-Acp5 ポリクローナル抗体 - P13686

商品番号: CM0024112



前書き

ヒト酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ5型
(ACP5/TRAP)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。骨代謝、破骨細胞研究、白血病バイオマーカー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACP5 ウサギ pAb
備考/別名	HPAP; TRAP; TRAcP; TRACP5a; TRACP5b; TrATPase; ACP5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54
遺伝子ID	54
免疫原	組換えタンパク質; ヒト ACP5 (NP_001602.1) のアミノ酸76-325に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13686
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ