

Wb、Elisa用 抗Acrv1ポリクローナル抗体 - P26436

商品番号: CM0026288

前書き

精子機能に必須な先体タンパク質であるヒトACRV1（SP-10）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAで実証済みで、ラットと交差反応します。生殖生物学および不妊診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACRV1 ウサギpAb
備考/別名	SP-10, SPACA2, D11S4365, ACRV1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56
免疫原	ヒトACRV1（NP_001603.1）のアミノ酸22-265番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P26436
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷剤