

Anti-Acsf3ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q4G176

商品番号: CM0019415

前書き

ヒトACSF3（マロン酸--CoAリガーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。ミトコンドリア内脂肪酸合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSF3 Rabbit pAb
備考/別名	ACSF3; acyl-CoA synthetase family member 3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	197322
遺伝子ID	197322
免疫原	ヒトACSF3 (NP_777577.2) のアミノ酸370-576を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q4G176
タンパク質分子量	64kDa
配送方法	アイスバッグ