

Wb、Ip、If/Icc用抗Acsl1ポリクローナル抗体 - P33121

商品番号: CM0020257

前書き

ACSL1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IP、IF/ICCでバリデーション済みです。脂肪酸代謝および脂質合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL1ウサギpAb
備考／別名	ACSL1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2; ACSL1
種	ヒト
GeneID	2180
免疫原	ヒトACSL1 (NP_001986.2) のアミノ酸46～145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33121
タンパク質分子量	78 kDa
配送	保冷バッグ