

Anti-Acs11 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P33121

商品番号: CM0021610

前書き

ヒトACSL1（長鎖脂肪酸-CoAリガーゼ1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性を有しています。脂肪酸活性化、脂質代謝、代謝疾患の機構研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL1 ウサギpAb
備考／別名	ACSL1; ACS1; FACL1; FACL2; LACS; LACS1; LACS2; 長鎖脂肪酸-CoAリガーゼ1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2180
GeneID	2180
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P33121
タンパク質分子量	76kDa/77kDa
発送方法	保冷剤