

Anti-Acs11 Rabbit Polymab[®] モノクローナル抗体（Wb、Ihc、Elisa用） - P33121

商品番号: CM0007553

前書き

ACSL1 Rabbit PolymAb[®]は、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証されたモノクローナル抗体です。脂質代謝に関与する長鎖脂肪酸-CoAリガーゼである、ヒト、マウス、ラットのACSL1を検出します。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL1 Rabbit PolymAb [®]
備考/別名	ACSL1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2180
GeneID	2180
免疫原	合成ペプチド (ヒトACSL1 (NP_0001986.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナータ抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33121
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ