

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Acsl3ポリクローナル抗体 - O95573

商品番号: CM0016890

前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのACSL3ウサギpAb。
ヒト、マウス、ラットの内在性ACSL3を検出します。
。長鎖脂肪酸-

CoAリガーゼ3であり、脂質代謝およびVLDL形成において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL3ウサギpAb
備考/別名	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2181
遺伝子ID	2181
免疫原	ヒトACSL3 (NP_004448.2) のアミノ酸621~720内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95573
タンパク質分子量	80kDa
輸送	保冷バッグ