

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Acsl3ウサギモノクローナル抗体 - O95573

商品番号: CM0003968

前書き

ACSL3に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。80kDaのタンパク質を検出。脂質代謝研究のための脂肪酸CoAリガーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL3 ウサギ mAb
備考/別名	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2181
GeneID	2181
免疫原	ヒトACSL3 (NP_004448.2) のアミノ酸600-700に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95573
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ