

Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Acs14ウサギポリクローナル抗体 - O60488

商品番号: CM0026993

前書き

ヒトACSL4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。長鎖脂肪酸の活性化およびフェロトーシスにおける重要な酵素であるACSL4を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL4ウサギpAb
備考/別名	ACS4; FAC14; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2182
GeneID	2182
免疫原	ヒトACSL4 (NP_075266.1) のアミノ酸42-321に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60488
タンパク質分子量	79 kDa
発送	保冷バッグ