

WbおよびElisa用抗Acsl5ポリクローナル抗体 - Q9Ulc5

商品番号: CM0017116

前書き

ヒトACSL5を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、
マウス、ラットのACSL5を検出します。脂質代謝およ
びがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL5ウサギpAb
備考/別名	ACS2; ACS5; FACLS; ACSL5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51703
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトACSL5 (NP_057318.2) のアミノ酸500〜739に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULC5
タンパク質分子量	76 kDa
配送	保冷バッグ