

Anti-Acsl5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ulc5

商品番号: CM0013341

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なACSL5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。脂肪酸代謝および脂質合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL5 Rabbit pAb
備考/別名	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51703
GeneID	51703
免疫原	組換えタンパク質（ヒトACSL5のアミノ酸500-739）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULC5
タンパク質分子量	76kDa
配送	氷袋