

Wb、Elisa用 Anti-Acsl6 ポリクローナル抗体 - Q9Uku0

商品番号: CM0027059

前書き

ヒト ACSL6

に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) および ELISA

で検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内在性発現タンパク質を検出します。長鎖脂肪酸代謝および脳脂質合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL6 Rabbit pAb
備考/別名	ACS2; FACL6; LACS2; LACS5; LACS 6; ACSL6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23305
GeneID	23305
免疫原	組換えタンパク質: ヒト ACSL6 (NP_001192180.1) のアミノ酸 383-622 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKU0
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ