


Wb、Elisa用抗Acsm2Aポリクローナル抗体 - Q08Ah3

商品番号: CM0014125



前書き

ヒトACSM2Aを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア脂肪酸代謝および生体異物活性化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSM2A ウサギpAb
備考/別名	ACSM2; A-923A4.1; ACSM2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	123876
GeneID	123876
免疫原	ヒトACSM2A (NP_001295101.1) のアミノ酸418〜577に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08AH3
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	保冷剤