

Wb、Elisa用 抗AcsM3 ウサギポリクローナル抗体 - Q53Fz2

商品番号: CM0019788

前書き

ヒトACSM3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。マウスとの交差反応性があります。脂肪酸代謝研究およびミトコンドリア研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSM3 ウサギ pAb
備考/別名	SA; SAH; ACSM3
種	ヒト
遺伝子ID	6296
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q53FZ2
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ