

Wb、Elisa用抗Acsm5ポリクローナル抗体 - Q6Nun0

商品番号: CM0020966

前書き

ヒトACSM5（MACS3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。腎臓および肝臓組織における脂肪酸代謝、脂質蓄積、ミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSM5 Rabbit pAb
備考／別名	Acsm5; ACSM5; MACS3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54988
遺伝子ID	54988
免疫原	合成ペプチド ヒトACSM5（NP_001311300.1）のアミノ酸27～130内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6NUN0
タンパク質分子量	64 kDa
輸送	保冷バッグ