


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Acss1ポリクローナル抗体 - Q9Nub1

商品番号: CM0013785



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギ抗ACSS1ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのACSS1を検出します。アセチルCoA代謝、ケトン生成、およびミトコンドリア研究に最適です。酢酸利用、短鎖脂肪酸代謝、および熱産生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ACSS1 Rabbit pAb
備考/別名	ACAS2L; ACECSI; AceCS2L; ACSS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84532
GeneID	84532
免疫原	ヒトACSS1 (NP_115890.2) のアミノ酸340-689に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NUB1
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスパック