

Anti-Acss2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nr19

商品番号: CM0016114

前書き

WBおよびELISAで検証済みのACSS2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと反応し、アセチルCoAシンテターゼ2（約79 kDa）を標的とします。代謝およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSS2 Rabbit pAb
備考/別名	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dJ1161H23.1, ACSS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55902
GeneID	55902
免疫原	組換えタンパク質 ヒトACSS2（NP_061147.1）のアミノ酸462-701に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NR19
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ