

Wb、Elisa用 抗Acss2 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nr19

商品番号: CM0002631

前書き

ヒトACSS2（アセチル-CoA合成酵素2）に対する検証済みウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーション用です。マウスおよびラットACSS2を検出します。代謝調節、オートファジー、がんエピジェネティクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSS2 ウサギ mAb
備考/別名	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dJ1161H23.1; ACSS2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55902
遺伝子ID	55902
免疫原	合成ペプチド ヒトACSS2（Q9NR19）のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NR19
タンパク質分子量	79kDa
輸送	保冷バッグ