

抗Acss2ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用途 - Q9Nr19

商品番号: CM0026350

前書き

ヒトACSS2（アセチルCoAシンテターゼ2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、代謝研究やがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSS2 ウサギ pAb
別名	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCSI; dJ1161H23.1; ACSS2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	55902
GeneID	55902
免疫原	ヒトACSS2 (NP_061147.1) のアミノ酸462〜701番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR19
タンパク質分子量	79kDa
配送方法	氷袋梱包