

WbおよびElisa用抗Acss3ウサギポリクローナル抗体 - Q9H6R3

商品番号: CM0015650

前書き

ヒトACSS3（アシルCoA合成酵素短鎖ファミリーメンバー3、ミトコンドリア）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの性能が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。脂質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSS3ウサギpAb
備考／別名	ACSS3
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	79611
GeneID	79611
免疫原	ヒトACSS3（NP_078836.1）のアミノ酸30～280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H6R3
タンパク質分子量	75kDa
輸送条件	保冷バッグ