


抗活性型Caspase-3モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P42574

商品番号: CM0002467



前書き

活性型Caspase-3（CPP32、SCA-1）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体においてWBおよびELISAでの性能が確認済みです。アポトーシス研究に最適で、ヒトと反応します。分子量は32 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	活性型Caspase-3 ウサギmAb
備考／別名	CPP32; SCA-1; CPP32B; 活性型Caspase-3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	836
GeneID	836
免疫原	合成ペプチド ヒトCASP3（P42574）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42574
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	氷袋