


Anti-Actl6A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

商品番号: CM0012231



前書き

ヒトACTL6A (BAF53A)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチンリモデリング、神経発生、およびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ACTL6A Rabbit mAb
備考/別名	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	86
GeneID	86
免疫原	ヒトACTL6A (O96019) のアミノ酸201-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96019
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ