

Anti-Actl6Bポリクローナル抗体 (Baf53B) For Wb/Ihc/If/Elisa - O94805

商品番号: CM0025789

前書き

ヒトACTL6B (BAF53B)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。クロマチンリモデリングおよび神経発達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTL6B Rabbit pAb
備考/エイリアス	ACTL6; DEE76; BAF53B; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2; arpNalpha; ACTL6B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51412
遺伝子ID	51412
免疫原	組換えタンパク質 ヒトACTL6B (NP_057272.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94805
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋