


Anti-Actn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

商品番号: CM0017109



前書き

ヒトα-アクチニン-

1 (ACTN1) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞骨格、細胞接着、およびT細胞活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTN1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	BDPLT15; ACTN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	87
GeneID	87
免疫原	ヒト ACTN1 (NP_001123477.1) のアミノ酸1-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P12814
タンパク質分子量	103kDa
配送	氷袋