


Wb、If-P、Elisa用抗Actn2ウサギモノクローナル抗体 - P35609

商品番号: CM0005516



前書き

ヒト、マウス、ラット試料におけるウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済みの抗ACTN2ウサギモノクローナル抗体です。筋節構造や筋肉疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTN2 ウサギmAb
別名	MPD6, CMH23, CMYP8, CMD1AA, MYOCYZ, ACTN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	88
遺伝子ID	88
免疫原	ヒトACTN2 (P35609) のアミノ酸1-100残基内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35609
タンパク質分子量	104kDa
発送方法	保冷剤