


抗Actn2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P35609

商品番号: CM0028076



前書き

ヒトACTN2 (α -アクチニン-2) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。筋生物学および心筋症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTN2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MPD6; CMH23; CMYP8; CMD1AA; MYOCYZ; ACTN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	88
GeneID	88
免疫原	ヒトACTN2のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001094.1)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35609
タンパク質重量	104 kDa
配送	アイスパック