

Wb、If-P、Elisa用抗Actn3モノクローナル抗体 - Q08043

商品番号: CM0003950



前書き

アルファアクチニン3（ACTN3）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応し、103 kDaのタンパク質を検出します。速筋線維の解析に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTN3 ウサギmAb
略称・別名	ACTN3D; ACTN3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	89
遺伝子ID	89
免疫原	ヒトACTN3（Q08043）のアミノ酸700-800番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08043
タンパク質分子量	103kDa
発送方法	保冷剤