

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Actn3ポリクローナル抗体 - Q08043

商品番号: CM0018607



前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA向けの高品質ウサギ由来ポリクローナル抗ACTN3抗体です。ヒト、マウス、ラットの α -アクチニン3を検出し、速骨格筋筋線維におけるアクチン架橋結合の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTN3 ウサギ pAb
別名	ACTN3D; ACTN3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	89
遺伝子ID	89
免疫原	ヒトACTN3(NP_001095.2)のアミノ酸580～630番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08043
タンパク質分子量	103kDa
発送方法	保冷剤