


WbおよびElisa用 抗Actr10 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nz32

商品番号: CM0017020



前書き

ヒトACTR10 (Arp11)

を標的とする、WBおよびELISAアプリケーション用のウサギポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応性があります。ダイニン/ダイナクチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTR10 ウサギ pAb
備考/別名	Arp10; Arp11; ACTR11; HARPI1; ACTR10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55860
GeneID	55860
免疫原	ヒトACTR10 (NP_060947.1) のアミノ酸218-417に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZ32
タンパク質分子量	46kDa
輸送	アイスバッグ