


Anti-Actr1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P61163

商品番号: CM0030579



前書き

WBおよびELISA用に最適化されたウサギ抗ACTR1Aポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。微小管に沿うダイニンモーター輸送を活性化するダイナクチン複合体の構成要素であるアルファセントラクチンを標的とします。細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTR1A Rabbit pAb
備考/別名	ARPI; Arp1A; CTRN1; ACTR1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10121
GeneID	10121
免疫原	ヒトACTR1A (NP_005727.1) のアミノ酸187-376に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61163
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋