

抗Actr1Bモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa対応) - P42025

商品番号: CM0007470

前書き

ヒトACTR1B（ベータ・セントラクチン）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ラットと交差反応性あり。中心体や細胞骨格の研究、微小管ベースの運動性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTR1B ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10120
GeneID	10120
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P42025
タンパク質重量	42kDa
配送	アイスバッグ