

WbおよびElisa用Anti-Actr3Bポリクローナル抗体 - Q9P1U1

商品番号: CM0027199

前書き

ヒトおよびマウスサンプルのWBおよびELISAアプリケーション用ACTR3Bウサギポリクローナル抗体。標的はアクチン細胞骨格の組織化において機能し、腫瘍転移に影響を与える可能性があります。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTR3B Rabbit pAb
備考/別名	ARP11; ARP3BETA; ACTR3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57180
免疫原	ヒトACTR3B (NP_065178.1) のアミノ酸189-418に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P1U1
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスパック