

Wb、Elisa用 抗Actrt3 ポリクローナル抗体 - Q9Byd9

商品番号: CM0016980

前書き

ヒト ACTRT3

に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり、41

kDaのバンドを検出します。細胞骨格および核タンパク質研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTRT3 ウサギ pAb
備考/別名	ARPM1, ARP-T3, ACTRT3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84517
遺伝子ID	84517
免疫原	ヒト ACTRT3 (NP_115876.3) のアミノ酸 1-130 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYD9
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ