

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Acvr1Bウサギモノクローナル抗体 - P36896

商品番号: CM0006892



前書き

ヒトACVR1B（アクチビン受容体1B型、ALK4）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用途でバリデーション済みです。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。アクチビンシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACVR1BウサギmAb
備考／別名	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	91
GeneID	91
免疫原	ヒトACVR1B（P36896）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36896
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ