

Wb、Elisa用 抗Acvr1B ウサギ ポリクローナル抗体 - P36896

商品番号: CM0028931



前書き

ヒトACVR1B（ALK4）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。アクチビンシグナル伝達およびTGF-βスーパーファミリー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACVR1B ウサギ pAb
備考/別名	ALK4; SKR2; ACTR1B; ACVRLK4; ACVR1B
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	91
遺伝子ID	91
免疫原	組換えタンパク質 ヒトACVR1B（NP_004293.1）のアミノ酸24-126に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P36896
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ